

**Поправка к ГОСТ Р 52472—2005 Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункты 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1, 5.7.1, 5.8.1	Весы лабораторные по ГОСТ 24104 с пределом абсолютной погрешности однократного взвешивания не более $\pm 0,01$ мг.	Весы лабораторные по ГОСТ 24104 любого типа, среднего класса точности, с наибольшим пределом взвешивания до 200 г, с дискретностью 0,01 г.
Пункт 5.5.2.2. Первый абзац	массой $(2,000 \pm 0,005)$ г	массой $(2,00 \pm 0,01)$ г
Пункт 5.7.6. Второй абзац	массой $(0,2500 \pm 0,0001)$ г	массой $(0,25 \pm 0,01)$ г
Пункт 5.8.1. Восемнадцатый абзац	концентрации 20 мг/100 см <sup>3</sup>	концентрации 20 г/100 см <sup>3</sup>

(ИУС № 9 2008 г.)